

स्वास्थ्य को और करीब,  
स्वास्थ्य प्रबंधन को और आसान

# CARNA AI Health Viewer

## स्वास्थ्य मापन उपकरण

सिर्फ एक साधारण हेल्थकेयर डिवाइस से आगे बढ़कर,  
AI और बायोमेट्रिक विश्लेषण तकनीक से युक्त  
स्वास्थ्य मापन समाधान

- गैर-आक्रामक (Non-invasive) मापन
- 250+ स्वास्थ्य संकेतक
- AI आधारित व्यक्तिगत रिपोर्ट



The copyright to this catalogue is owned by [CARNA AI ASIA].  
Once downloaded, it may not be modified, altered,  
partially reproduced or distributed without authorisation in any form,  
and any breach of these terms may result in legal liability under copyright law and other relevant legislation.

# CARNA AI

## के प्रमुख घटक

---

एक ही डिवाइस में तीन मुख्य मॉड्यूल का संयोजन,  
जो गैर-आक्रामक मापन की सटीकता और उपयोगिता दोनों को बढ़ाता है।



### कैमरा

---

फेशियल रिकग्निशन तकनीक उपयोगकर्ता की  
स्वतः पहचान करती है और एक साथ 8 प्रमुख  
स्वास्थ्य संकेतकों का मापन करती है।



### टचस्क्रीन

---

सहज UI/UX, दृश्य ग्राफ़ और  
रंग-आधारित इंडेक्स के माध्यम से उपयोगकर्ता  
अपने स्वास्थ्य की स्थिति को एक नज़र में समझ सकता है।



### हैंड स्टिक

---

पेटेंट प्राप्त सेंसर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र  
(Magnetic Field) संकेतों का पता लगाकर  
गैर-आक्रामक तरीके से जैविक डेटा एकत्र करता है।

# हर किसी के लिए आसान CARNA AI Health Viewer

## तेज़ मापन

जटिल पंजीकरण के बिना  
कोई भी आसानी से  
मापन कर सकता है।

## सहज इंटरफ़ेस

टच-आधारित सरल  
मापन प्रक्रिया

## व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा से जुड़ाव

परिणामों के आधार पर परामर्श और  
स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाओं का उपयोग

## लचीला इंस्टॉलेशन वातावरण

कम बिजली खपत और  
स्थान-कुशल डिज़ाइन विभिन्न स्थानों पर  
स्थापना संभव



## बहुभाषी समर्थन

वैश्विक उपयोग के लिए  
बहुभाषी इंटरफ़ेस

## एडमिन सिस्टम

मापन रिकॉर्ड और डिवाइस की स्थिति का  
दूरस्थ (Remote) एकीकृत प्रबंधन

## स्वचालित अपडेट

क्लाउड-आधारित  
हमेशा नवीनतम सिस्टम

## त्वरित A/S सेवा

रिमोट डायग्नोस्टिक और  
आवश्यकता पड़ने पर त्वरित  
डिवाइस प्रतिस्थापन

# एक नज़र में मेरा स्वास्थ्य डेटा

विश्लेषित स्वास्थ्य मापन डेटा को हर कोई आसानी से समझ सकता है।



## गैर-आक्रामक मापन

आसान और सुरक्षित,  
केवल 3 मिनट में मापन

## AI विश्लेषण

AI द्वारा 250+  
स्वास्थ्य संकेतकों का  
सटीक विश्लेषण

## व्यक्तिगत रिपोर्ट

आपके स्वास्थ्य की स्थिति को  
स्पष्ट रूप से दिखाने वाली  
व्यक्तिगत रिपोर्ट

## निरंतर स्वास्थ्य प्रबंधन

डेटा-आधारित देखभाल से  
बेहतर स्वास्थ्य आदतों का निर्माण

मापन परणाम केवल संदर्भ हेतु स्वास्थ्य जानकारी हैं। ये किसी चिकित्सकीय नदिन या उपचार का वकिल्प नहीं हैं।

# स्थान-कुशल एवं कम बिजली खपत वाला डिज़ाइन

## डिवाइस डिज़ाइन

मिनिमलिस्ट डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक संरचना के साथ,  
ऐसा हेल्थ व्यूअर जो किसी भी स्थान में सहज रूप से मेल खाता है।



01

### किसी भी स्थान के साथ सामंजस्य

मिनिमल डिज़ाइन के कारण अस्पताल,  
फ़ार्मसी, हेल्थकेयर सेंटर आदि  
किसी भी वातावरण में उपयुक्त

02

### एर्गोनॉमिक संरचना

स्क्रीन की स्पष्ट दृश्यता, उपयुक्त ऊँचाई और कोण के साथ  
उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन

03

### विस्तार क्षमता और कस्टमाइज़ेशन

सिर्फ कार्यक्षमता ही नहीं,  
ब्रांड की पहचान के अनुरूप अनुकूलित इंटरफ़ेस

04

### स्मार्ट इंटरफ़ेस

सहज UI और टच-आधारित संचालन के साथ  
रीयल-टाइम डेटा प्रदर्शन और व्यक्तिगत फ़ीडबैक

# हर जगह, हर किसी के लिए आसान वेलनेस आकलन

अस्पतालों और फ़ार्मेशियों से लेकर विद्यालयों और कॉर्पोरेट संस्थानों तक,  
इसे विभिन्न वातावरणों में सहजता से उपयोग किया जा सकता है



यह उपकरण चिकित्सीय (Medical) उपकरण नहीं है। यह सामान्य वेलनेस (Wellness) उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। सभी परिणाम केवल संदर्भ हेतु स्वास्थ्य एवं वेलनेस जानकारी प्रदान करते हैं और इन्हें चिकित्सीय निदान, उपचार या रोग-निवारण के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।


# सरल और तेज़ मापन प्रक्रिया

इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कुछ ही मिनटों में अपने वेलनेस संकेतकों का आकलन कर सके।

## 01

### STEP 1 • प्रारंभ करें


स्क्रीन पर Start बटन दबाकर  
चेहरे की पहचान (Face ID) प्रारंभ करें।



## 02

### STEP 2 • जानकारी दर्ज करें

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें  
और अगले चरण पर जाएँ।



## 03

### STEP 3 • मापन


हैंड स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ें  
और लगभग 3 मिनट तक मापन पूरा करें।



## 04


### STEP 4 • परिणाम देखें

AI द्वारा बड़े डेटा (Big Data) के साथ तुलना कर  
तैयार किए गए व्यक्तिगत Wellness Report को देखें।



# मल्टीमॉडल + AI आधारित CARNA AI की विशिष्ट तकनीक

## 01 • MEASURE



### मापन

#### मल्टीमॉडल डेटा संग्रह

ऑप्टिकल सिग्नल, बायो-सिग्नल और AI आधारित फेस एनालिसिस सहित विभिन्न प्रकार के वेलनेस डेटा को एक ही प्रक्रिया में एकत्र किया जाता है।

## 02 • ANALYZE



### विश्लेषण

#### AI आधारित समेकित विश्लेषण

AI मॉडल विभिन्न वेलनेस संकेतकों का समग्र विश्लेषण कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवनशैली एवं पोषण संबंधी सुझाव प्रदान करता है।

## 03 • REPORT



### रिपोर्ट

#### समग्र वेलनेस रिपोर्ट

संज्ञानात्मक (Cognitive) वेलनेस, मानसिक स्वास्थ्य, त्वचा संबंधी वेलनेस संकेतक तथा अन्य वेलनेस जानकारी को व्यक्तिगत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

## 04 • APPLY



### उपयोग

#### डेटा आधारित वेलनेस प्रबंधन

प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यक्तिगत परामर्श, वेलनेस सेवाओं एवं निरंतर स्वास्थ्य प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है।

# CARNA AI बनाम पारंपरिक तरीके

## CARNA AI क्यों?

जहाँ पारंपरिक उपकरण केवल सीमित डेटा प्रदान करते हैं, वहीं CARNA AI मल्टीमॉडल विश्लेषण और बड़े डेटा आधारित AI तकनीक के माध्यम से अधिक व्यापक वेलनेस जानकारी उपलब्ध कराता है।

CARNA AI Health Viewer

### समेकित मल्टीमॉडल विश्लेषण

#### ✓ मल्टीमॉडल समेकित विश्लेषण

पूरे शरीर, संज्ञानात्मक वेलनेस, त्वचा संबंधी संकेतकों तथा अन्य वेलनेस पैरामीटर सहित 250+ Wellness Indicators का समेकित विश्लेषण।

#### ✓ AI आधारित व्यक्तिगत वेलनेस

AI डीप लर्निंग और बड़े डेटा के आधार पर व्यक्तिगत वेलनेस मार्गदर्शन एवं जीवनशैली संबंधी सुझाव।

#### ✓ गैर-आक्रामक मापन + AI Wellness Report

मापन परिणामों के आधार पर तैयार व्यापक AI Wellness Report जो उन्नत एल्गोरिथ्म एवं विशेषज्ञ ज्ञान से समर्थित है।

#### ✓ बड़े डेटा का उपयोग

हज़ारों से लेकर लाखों डेटा रिकॉर्ड पर आधारित AI मॉडल वेलनेस प्रवृत्तियों (Wellness Trends) और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि (Insights) प्रदान करता है।

पारंपरिक तरीका

### एकल-पैरामीटर मापन

#### — सीमित कार्यक्षमता

शरीर संरचना, रक्तचाप, ECG आदि अलग-अलग संकेतकों का स्वतंत्र मापन।

#### — बिखरा हुआ डेटा

विभिन्न डेटा स्रोत अलग-अलग होने के कारण समेकित विश्लेषण करना कठिन होता है।

#### — केवल परिणाम



सिर्फ मापन मान (Values) उपलब्ध होते हैं, जबकि व्याख्या एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन सीमित रहता है।

#### — डेटा उपयोग की सीमाएँ

लगातार सीखने और AI आधारित सुधार की सीमाओं के कारण दीर्घकालिक विश्लेषण क्षमता सीमित रहती है।

# विस्तृत मानव डेटा पर आधारित AI लर्निंग सिस्टम

उपयोगकर्ता के मापन परिणामों की तुलना व्यापक मानव डेटा से कर,  
AI स्वचालित रूप से 250+ Wellness Indicators का वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



# CARNA AI की पेटेंट तकनीक AIQRM

मानव शरीर से प्राप्त सूक्ष्म चुंबकीय संकेतों का  
पता लगाने और उनका AI आधारित विश्लेषण करने वाली  
रेज़ोनेंस मैग्नेटिक मेज़रमेंट  
(Resonance Magnetic Measurement) तकनीक।

पेटेंट पंजीकरण संख्या  
पेटेंट आवेदन संख्या

No. 10-2776549  
No. 10-2023-0168743



# आयु वर्ग के अनुसार व्यक्तिगत वेलनेस रिपोर्ट

GPT आधारित विश्लेषण इंजन, जिसने विशाल शोध एवं वैज्ञानिक साहित्य से सीखा है, उपयोगकर्ता के लिए डिस्प्ले-उपयुक्त व्यक्तिगत Wellness Report तैयार करता है।

⚡ Generate CARNA AI Reports

Comprehensive Wellness Report Diet Plan Report Immune System Report Stress and Mental Wellness Report

🌟 Anti-Aging Analysis Report 💧 IV



**CARNA AI Anti-Aging Analysis Report**

Personalized Skin & Health Management Powered by AI  
Scientific Solutions for Aging Care

[View My Report](#)

## सभी आयु वर्गों के लिए 7 प्रकार

उपयोग: फ़ार्मसी, ड्रग स्टोर, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य वेलनेस सेवाओं में

समग्र वेलनेस

वज़न एवं जीवनशैली योजना

प्रतिरक्षा (इम्यून) वेलनेस

पारंपरिक पूर्वी वेलनेस दृष्टिकोण

तनाव एवं मानसिक वेलनेस

पोषण एवं आहार विश्लेषण

स्वस्थ आयु-वृद्धि (Healthy Aging)

## 20 वर्ष से कम आयु 5 प्रकार

उपयोग: विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परामर्श कार्यक्रमों के लिए

विकास संबंधी वेलनेस संकेतक

शारीरिक विकास (Physical Development)

सामान्य स्वास्थ्य स्थिति

मानसिक एवं भावनात्मक वेलनेस

पोषण एवं आहार विश्लेषण

## 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु 4 प्रकार

उपयोग: फ़ार्मसी, ड्रग स्टोर, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य वेलनेस सेवाओं में

संज्ञानात्मक (Cognitive) वेलनेस


मांसपेशी एवं अस्थि स्वास्थ्य संबंधी वेलनेस

हृदय एवं रक्तवाहिका स्वास्थ्य जागरूकता

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण संतुलन

# वॉयस रिकग्निशन आधारित रियल-टाइम LIVE CHAT

मापन परिणामों के आधार पर, उपयोगकर्ता वॉयस इनपुट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है और अपने परिणामों को बेहतर समझने तथा स्वस्थ जीवनशैली के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।



सभी उत्तर केवल सामान्य वेलनेस जानकारी और स्वस्थ जीवनशैली संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।  
ये किसी भी चिकित्सीय निदान, उपचार या रोग-निवारण का विकल्प नहीं हैं।


## मोबाइल पर स्वचालित रिपोर्ट भेजना मैसेंजर इंटीग्रेशन

मापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट स्वतः  
KakaoTalk, WhatsApp, SMS तथा  
अन्य समर्थित मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से  
भेजी जा सकती है।



# पार्टनर हेतु विशेष एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म

डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और उपयोग के लिए विकसित एकीकृत पार्टनर संचालन प्रणाली।



उत्पाद अपडेट के अनुसार वास्तविक UI बिना पूर्व सूचना के परिवर्तित हो सकता है।

## FEATURES | मुख्य सुविधाएँ

अकाउंट प्रबंधन

डेटाबेस इंटीग्रेशन

रियल-टाइम मॉनिटरिंग

बहुभाषी समर्थन

सुरक्षा एवं गोपनीयता संरक्षण

## USE CASES | उपयोग के क्षेत्र

**अस्पताल** रिपोर्ट प्रबंधन एवं वेलनेस परामर्श

**फ़ार्मसी** ग्राहक वेलनेस परामर्श सहायता

**कॉर्पोरेट** कर्मचारी वेलनेस कार्यक्रम

**शैक्षणिक संस्थान** छात्र स्वास्थ्य एवं विकास मॉनिटरिंग

**पार्टनर कंपनियाँ** बिक्री, स्थापना एवं डिवाइस प्रबंधन

# तकनीक और बाज़ार में प्रमाणित CARNA AI Health Viewer

निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के वातावरण में सफलतापूर्वक संचालित,  
जिसने उपयोगकर्ता अनुभव, संचालन दक्षता तथा बाज़ार उपयोगिता के संदर्भ में अपनी विश्वसनीयता



A · PHARMACY

व्यक्तिगत वेलनेस परामर्श एवं ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ



B · FITNESS

सदस्यों की वेलनेस मॉनिटरिंग एवं व्यायाम प्रगति का मूल्यांकन




C · ENTERPRISE

कर्मचारियों के वेलनेस एवं कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रम




D · CARE

वरिष्ठ नागरिकों की नियमित वेलनेस मॉनिटरिंग  
एवं स्वस्थ जीवनशैली समर्थन



# CARNA AI

## उत्पाद विनिर्देश



|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| उत्पाद का नाम      | CARNA AI HEALTH VIEWER                                   |
| ब्रांड             | CARNA AI                                                 |
| मॉडल का नाम        | CRAI - KIOCA - 26                                        |
| स्क्रीन का आकार    | 81सेमी (32 इंच, विकर्ण माप के अनुसार)                    |
| रिज़ॉल्यूशन        | 1080 × 1920 (फुल HD)                                     |
| आकार               | 1353 मिमी (ऊँचाई) × 510 मिमी (चौड़ाई) × 430 मिमी (गहराई) |
| वज़न               | लगभग 46 किग्रा                                           |
| रेटेड वोल्टेज      | AC 100-240V ~ 50/60Hz                                    |
| अधिकतम बिजली खपत   | 250W                                                     |
| ब्राइटनेस          | 300cd/m <sup>2</sup>                                     |
| देखने का कोण       | 178° (बाएँ/दाएँ)                                         |
| स्पीकर             | बिल्ट-इन 2 × 8 W स्पीकर                                  |
| रंग                | सफ़ेद (मुख्य बॉडी), सफ़ेद (स्टैंड)                       |
| संचालन तापमान      | 0 ° C – 50°C                                             |
| पंजीकरण संख्या     | R-R-ASIA-CRAI-KIOCA-26                                   |
| निर्माण तिथि       | 2026.02                                                  |
| निर्माता / मूल देश | CARNA AI ASIA CO., LTD. / KOREA                          |

उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के बदले जा सकते हैं।



서울특별시 금천구 가산디지털1로 181더블유센터 405호  
 #405, 181 Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

**Tel.** 02-6264-2210

**E-mail.** ceo@carnaasia.com

**Homepage.** <https://carnaasia.com>

CARNA AI Health Viewer एक सामान्य वेलनेस (General Wellness) उपकरण है। यह किसी भी रोग का नदिन, उपचार, उपचार में सहायता या रोकथाम करने के उद्देश्य से वकिसति चिकित्सा उपकरण (Medical Device) नहीं है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता एवं स्वस्थ जीवनशैली प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है।

